


Anticorpo Policlonais Anti-Fcn2 Para Wb, Elisa - Q15485

Número do item: CM0019187



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FCN2 (Ficolin-2) humano, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para estudos de imunidade inata e via do complemento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FCN2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P35; FCNL; EBP-37; ficolin-2; FCN2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2220
GeneID	2220
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 230-290 do FCN2 humano (NP_004099.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15485
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo