

Anti-Fcrl3 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q96P31

Número do item: CM0014351

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FCRL3 (MAIA) humano, validado para WB e ELISA. Adequado para pesquisas sobre biologia de células B, regulação imunológica e fertilização. Reage com FCRL3 humano e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FCRL3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MAIA; FCRH3; IFGP3; IRTA3; SPAP2; CD307c; FCRL3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	115352
ID do Gene	115352
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-180 do FCRL3 humano (NP_443171.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96P31
Peso da Proteína	81kDa
Envio	Saco de gelo