


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fcrl5 Para Wb, Elisa - Q96Rd9

Número do item: CM0014698



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao FCRL5 humano (FcRH5, CD307), validado para WB e ELISA. Ideal para pesquisas sobre desenvolvimento de linfócitos B, linfoma e estudos de resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FCRL5 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CD307; FCRH5; IRTA2; BXMAS1; CD307e; PRO820; FCRL5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	83416
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 16-190 do FCRL5 humano (NP_001182317.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96RD9
Peso da Proteína	106kDa
Envio	Bolsa de gelo