

Anticorpo Policlonais Anti-Fdx1 Para Wb E Elisa - P10109

Número do item: CM0024183



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo o FDX1 humano (Adrenodoxina), uma ferredoxina mitocondrial essencial para a esteroidogênese. Validado para WB e ELISA, tem reação cruzada com camundongo e é ideal para pesquisa metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FDX1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	FDX1; ADX; FDX; LOH11CR1D; ferredoxina 1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2230
ID do Gene	2230
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 61-160 do FDX1 humano (NP_004100.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P10109
Peso Proteico	19kDa
Transporte	Bolsa de gelo