

Anticorpo Policlonal Anti-Fdx1/Adx Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P46656

Número do item: CM0029696

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ferredoxina 1 (FDX1/ADX), adequado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Detecta humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre esteroidogênese e transporte de elétrons mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FDX1/ADX Rabbit pAb
Observações/Apelido	FDX1; ADX; FDX; LOH11CR1D; ferredoxina 1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	2230
GeneID	14148
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 99-188 do FDX1/ADX de camundongo (NP_032022.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46656
Peso da Proteína	20 kDa
Envio	Saco com gelo