

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fdx1/Adx Para Wb, Elisa - P10109

Número do item: CM0024736



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o FDX1/ADX humano (adrenodoxina). Validado para WB e ELISA com amostras humanas. Investigue a esteroidogênese, o transporte de elétrons mitocondrial e a biologia da glândula adrenal. UniProt P10109.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FDX1/ADX Rabbit pAb
Observações/Apelido	ADX; FDX; LOH11CR1D; FDX1/ADX
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2230
GeneID	2230
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-184 do FDX1/ADX humano (NP_004100.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P10109
Peso Proteico	19kDa
Envio	Saco de gelo