

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fdxx Para Wb, Elisa - P22570

Número do item: CM0026273

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho FDXR validado para WB e ELISA, reativo com humano, camundongo, rato. Adequado para estudos do sistema mitocondrial P450, pesquisas de biossíntese de coenzima Q e investigações de metabolismo redox.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FDXR Rabbit pAb
Observações/Apelido	ADR; ADXR; ANOA; FDXR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2232
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 252-491 do FDXR humano (NP_077728.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22570
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo