


Anticorpo Policlonal Anti-Fen-1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P39748

Número do item: CM0015008



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FEN-1 humano (MF1, RAD2), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage de forma cruzada com rato. Ideal para estudos de replicação e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FEN-1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MF1; RAD2; FEN-1
Espécie	Humano
ID do Gene	2237
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-380 do FEN-1 humano (NP_004102.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P39748
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo