

Anticorpo Policlonal Anti-Fer Para Wb E Elisa - P16591

Número do item: CM0030295



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o FER humano (TYK3/p94-Fer) para Western blot e ELISA. Detecta FER em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudar adesão celular, migração e sinalização de receptores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FER Rabbit pAb
Observações/Apelido	TYK3; PPP1R74; p94-Fer; FER
Espécie	Humanoana
ID do Gene (Humano)	2241
ID do Gene	2241
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-450 do FER humano (NP_005237.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16591
Peso da Proteína	95kDa
Envio	Saco de gelo