

Anticorpo Policlonal Anti-Fer1L5 Para Wb, If-P, Elisa - A0Avi2

Número do item: CM0024381

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao FER1L5 humano, validado para WB, IF-P e ELISA. Mostra reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre reação acrossômica e fusão de células musculares. A0AVI2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FER1L5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FER1L5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	90342
ID do Gene	90342
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1350-1670 do FER1L5 humano (NP_001280012.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	A0AVI2
Peso da Proteína	238kDa
Envio	Bolsa de Gelo