

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fermt2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ac1

Número do item: CM0025654



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FERMT2 humano (Kindlin-2, MIG-2). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Adequado para estudar sinalização de integrina, adesão focal e via Wnt.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo pAb de Coelho FERMT2                                                                                              |
| Observações/Apelido | MIG2; KIND2; mig-2; UNC112; PLEKHC1; UNC112B; FERMT2                                                                        |
| Espécie             | Humano                                                                                                                      |
| GeneID (Humano)     | 10979                                                                                                                       |
| GeneID              | 10979                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 380-550 do FERMT2 humano (NP_006823.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato, Rato                                                                                                          |
| SWISS               | Q96AC1                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 78kDa                                                                                                                       |
| Envio               | Saco de Gelo                                                                                                                |