

Anticorpo Policlonal Anti-Ferredoxin Reductase Para Wb, If-P, Elisa - P22570

Número do item: CM0019837

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a Ferredoxin Reductase (FDXR). Adequado para WB, IF-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Investigue a transferência de elétrons do P450 mitocondrial e a biossíntese da coenzima Q.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ferredoxin Reductase pAb de Coelho
Observações/Apelido	ADR; ADXR; ANOA; FDXR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2232
ID do Gene	2232
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 142-491 da Ferredoxin Reductase humana (NP_077728.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22570
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo