

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Redutase Da Ferredoxina Para Wb - P22570

Número do item: CM0009193

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à redutase da ferredoxina humana (FDXR). Validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre o sistema P450 mitocondrial e o metabolismo de esteroides. Banda prevista de 54 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra a redutase da ferredoxina
Observações/alias	ADR; ADXR; ANOA
Espécie	Humano
ID do gene	2232
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 142-491 da redutase da ferredoxina humana (NP_077728.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P22570
Peso da proteína	54 kDa
Envio	Bolsa de gelo