


Anticorpo Monoclonal Anti-Cadeia Pesada De Ferritina Para Wb, If-P, Elisa - P02794

Número do item: CM0002721



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à Cadeia Pesada de Ferritina humana (FTH1). Validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em metabolismo do ferro, autofagia e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho para Cadeia Pesada de Ferritina
Observações/Apelido	FHC; FTH; HFE5; PLIF; FTHL6; PIG15; Cadeia Pesada de Ferritina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2495
GeneID	2495
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Cadeia Pesada de Ferritina humana (P02794).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02794
Peso Proteico	21kDa
Envio	Bolsa de gelo