

Anticorpo Monoclonal Contra A Cadeia Pesada De Ferritina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02794

Número do item: CM0004856

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Cadeia Pesada de Ferritina validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA em humano, camundongo e rato. Atua contra FTH1, uma proteína chave de armazenamento de ferro com atividade ferrooxidase. Adequado para estudos de autofagia, homeostase do ferro e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PolymAb® de Coelho contra Cadeia Pesada de Ferritina
Observações/Alíase	FHC; FTH; HFE5; PLIF; FTHL6; PIG15; Ferritin Heavy Chain
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2495
GeneID	2495
Imunógeno	Peptídeo sintético derivado da Cadeia Pesada de Ferritina humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02794
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo