


Anticorpo Policlonais Contra Cadeia Pesada De Ferritina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02794

Número do item: CM0016187



introdução

A CamelBio fornece este Anticorpo Policlonal de Coelho contra Cadeia Pesada de Ferritina para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com FTH1 (21 kDa) humano, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo do ferro e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cadeia Pesada de Ferritina Coelho pAb
Observações/Apelidos	FHC; FTH; HFE5; PLIF; FTHL6; PIG15; Ferritin Heavy Chain
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2495
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-183 da Cadeia Pesada de Ferritina humana (NP_002023.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02794
Peso Molecular da Proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo