


Anticorpo Policlonal Anti-Cadeia Leve Da Ferritina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02792

Número do item: CM0019911



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à cadeia leve da ferritina humana (FTL). Validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Útil para pesquisas sobre homeostase do ferro e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do produto	pAb de coelho contra a cadeia leve da ferritina
Observações/alias	LFTD; NBIA3; cadeia leve da ferritina
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2512
GeneID	2512
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-175 da cadeia leve da ferritina humana (NP_000137.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P02792
Peso da proteína	20 kDa
Envio	Bolsa de gelo