


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ferroquelatase (Fech) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P22830

Número do item: CM0030742



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à ferroquelatase humana (FECH), adequado para Western blot, imuno-histoquímica (IHC-P) e ELISA. Detecta FECH humana, de rato e de camundongo, apoiando estudos de biossíntese de heme e mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FECH Rabbit pAb
Observações/Apelido	EPP; FCE; EPP1; FECH
Espécie	Humana
ID do Gene	2235
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da FECH humana (NP_000131.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P22830
Peso Proteico	48kDa
Envio	Em bolsa de gelo