

## Anticorpo Monoclonal Anti-Fetuin A/Ahsg Para Wb, Elisa - P02765

Número do item: CM0002107

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Fetuin A/AHSG humana, validado para aplicações de WB e ELISA. Ideal para estudos de mineralização óssea, endocitose e função de proteínas plasmáticas. SWISS: P02765.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Fetuin A/AHSG Anticorpo Monoclonal de Coelho                                                                    |
| Observações/Apelido | AHS; A2HS; HSGA; APMR1; FETUA; Fetuin A/AHSG                                                                    |
| Espécie             | Humana                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 197                                                                                                             |
| GeneID              | 197                                                                                                             |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Fetuin A/AHSG humana (P02765) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                          |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada | Humana                                                                                                          |
| SWISS               | P02765                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 39kDa                                                                                                           |
| Envio               | Saco de Gelo                                                                                                    |