

Anticorpo Policlonal Anti-Fetuin A/Ahsg Para Wb, Elisa - P02765

Número do item: CM0019190

introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para Fetuin A/AHSG humano para Western blotting e ELISA. Ideal para pesquisas sobre homeostase mineral óssea, endocitose e inflamação. - P02765

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fetuin A/AHSG pAb de Coelho
Observações/Apelido	AHS; A2HS; HSGA; APMR1; FETUA; Fetuin A/AHSG
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	197
ID do Gene	197
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-300 da Fetuin A/Fetuin A/AHSG humana (NP_001613.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P02765
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco com gelo