


Anti-Ffar3 Rabbit Polyclonal Antibody Para Wb, Elisa - O14843

Número do item: CM0016334



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FFAR3 humano (GPR41), validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Para pesquisa sobre homeostase de energia, imunidade intestinal e sinalização de ácidos graxos de cadeia curta.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	FFAR3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FFA3R; GPR41; GPR42; FFAR3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2865
GeneID	2865
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 257-346 do FFAR3 humano (NP_005295.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O14843
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo