

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ffar4 Para Wb, Elisa - Q5Nul3

Número do item: CM0023620



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao FFAR4 humano (GPR120), validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre detecção de ácidos graxos, adipogênese e inflamação metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FFAR4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GT01; PGR4; OB10Q; BMIQ10; GPR120; GPR129; O3FAR1; FFAR4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	338557
GeneID	338557
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 do FFAR4 humano (NP_859529.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5NUL3
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo