

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ffar4 Para Wb, Elisa - Q5Nul3

Número do item: CM0020270



introdução

O anticorpo policlonal de coelho FFAR4 (pAb) detecta FFAR4 (GPR120) humano, de camundongo e de rato em WB e ELISA. Ideal para pesquisas sobre metabolismo, inflamação e adipogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho FFAR4
Observações/Alcunhas	GT01; PGR4; OB10Q; BMIQ10; GPR120; GPR129; O3FAR1; FFAR4
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	338557
ID do gene	338557
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 333-377 do FFAR4 humano (NP_859529.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q5NUL3
Peso molecular	40 kDa
Transporte	Bolsa de gelo