

## Anticorpo Policlonal Anti-Fgd1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P98174

Número do item: CM0022888

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FGD1 humano (proteína contendo domínios FYVE, RhoGEF e PH 1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudar a regulação do citoesqueleto de actina mediada por CDC42 e a morfologia celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | FGD1 pAb de Coelho                                                                                            |
| Observações/Apelido | AAS; FGDY; MRXS16; ZFYVE3; FGD1                                                                               |
| Espécie             | Humano                                                                                                        |
| GeneID              | 2245                                                                                                          |
| Imunogénio          | Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 700-800 do FGD1 humano (NP_004454.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                        |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                      |
| SWISS               | P98174                                                                                                        |
| Peso da Proteína    | 107kDa                                                                                                        |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                  |