

Anticorpo Monoclonal Anti-Fgf1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P05230

Número do item: CM0008800



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao FGF1 humano (aFGF, fator de crescimento 1 ligante de heparina). Validado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para investigar vias de proliferação celular e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGF1 mAb de coelho
Observações/Apelidos	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha; FGF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2246
GeneID	2246
Imunógeno	Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 56-155 do FGF1 humano (P05230))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05230
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Bolsa de gelo