

Anticorpo Monoclonal Anti-Fgf1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P05230

Número do item: CM0006480



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado ao FGF1 humano (aFGF), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Para pesquisa de sobrevivência celular, angiogênese e diferenciação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho FGF1
Observações/Apelido	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alfa; FGF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2246
GeneID	2246
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-155 do FGF1 humano (NP_000791.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05230
Peso Proteico	17kDa
Envio	Em saco de gelo