

Anti-Fgf1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05230

Número do item: CM0017319



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FGF1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa sobre crescimento celular, angiogênese e diferenciação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGF1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha; FGF1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2246
ID do Gene	2246
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 16-155 do FGF1 humano (NP_000791.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05230
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco de gelo