


## Polymab® De Coelho Anti-Fgf1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05230

Número do item: CM0010912



### introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho anti-FGF1 (PolymAb®) validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Detecta FGF1 humano, de camundongo e de rato com um peso molecular previsto de 17 kDa. Ideal para pesquisas em angiogênese e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | FGF1 Rabbit PolymAb®                                                                |
| Observações/Alias   | AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha |
| Espécie             | Humano                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 2246                                                                                |
| GeneID              | 2246                                                                                |
| Imunógeno           | Proteína recombinante                                                               |
| Fonte               | Coelho                                                                              |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                              |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                            |
| SWISS               | P05230                                                                              |
| Peso da Proteína    | 17kDa                                                                               |
| Envio               | Gelo reciclável (Ice bag)                                                           |