

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fgf10 Para Wb, Elisa - O15520

Número do item: CM0016036



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-FGF10 validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar desenvolvimento embrionário, proliferação celular e diferenciação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGF10 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LADD3; FGF10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2255
GeneID	2255
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O15520
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo