


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fgf13 Para Wb - Q92913

Número do item: CM0025174



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FGF13 humano, validado para WB e ELISA. Detecta FGF13 humano, de camundongo e de rato, envolvido no desenvolvimento neuronal e regulação de canais de sódio. Ideal para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGF13 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	FGF2; FHF2; DEE90; FHF-2; FGF-13; XLID110; LINC00889; FGF13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2258
GeneID	2258
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-245 da FGF13 humana (NP_004105.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92913
Peso Proteico	28kDa
Envio	Bolsa de gelo