

Anticorpo Policlonal Anti-Fgf17 Para Wb, If/Icc, Elisa - O60258

Número do item: CM0019460

introdução

Anticorpo Policlonal de coelho Anti-FGF17 validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta FGF17 humano, de camundongo e rato, um fator de crescimento secretado crucial para o desenvolvimento embrionário do cérebro. Ideal para estudos de biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGF17 pAb de coelho
Observações/Alias	HH20; FGF-13; FGF-17; FGF17
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8822
GeneID	8822
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60258
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo