

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fgf2 Para Wb, Elisa - P09038

Número do item: CM0007034



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o FGF2 humano, adequado para Western blot e ELISA. Detecta múltiplas isoformas (17-30 kDa). Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para estudar a sobrevivência celular, angiogênese e diferenciação.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                           |
|---------------------|---------------------------------|
| Nome do Produto     | FGF2 Rabbit mAb                 |
| Observações/Apelido | BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; FGF2 |
| Espécie             | Humano                          |
| ID do Gene (Humano) | 2247                            |
| ID do Gene          | 2247                            |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético              |
| Fonte               | Coelho                          |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais          |
| Aplicação           | WB, ELISA                       |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato        |
| SWISS               | P09038                          |
| Peso Proteico       | 17kDa/21kDa/22kDa/30kDa         |
| Envio               | Saco com gelo                   |