

Anti-Fgf2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P09038

Número do item: CM0022336



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho FGF2 validado para WB e ELISA. Detecta FGF2 humano e reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa sobre crescimento celular, diferenciação e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGF2 pAb Coelho
Observações/Apelido	BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; F2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2247
GeneID	2247
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do FGF2 humano (NP_001997.5).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09038
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco com gelo