

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fgf2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09038

Número do item: CM0018263



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FGF2 humano (bFGF), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Investigue a proliferação, diferenciação e angiogênese celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGF2 Rabbit pAb
Observações/Abreviações	BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; FGF2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2247
GeneID	2247
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09038
Peso da Proteína	31 kDa
Envio	Embalagem de gelo