


Anticorpo Policlonal Anti-Fgf21 Para Wb, Elisa - Q9Nsa1

Número do item: CM0017552



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FGF21 humano, validado para WB e ELISA. Detecta FGF21 humano e de camundongo, um fator de crescimento secretado que regula a homeostase da glicose e a sensibilidade à insulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGF21 Rabbit pAb
Observações/Alias	FGF21
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26291
GeneID	26291
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-209 do FGF21 humano (NP_061986.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NSA1
Peso da Proteína	22 kDa
Envio	Bolsa de gelo