

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fgf23 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzv9

Número do item: CM0007624



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra FGF23 validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta o FGF23 humano, um regulador fundamental do metabolismo do fosfato e da vitamina D. Ideal para pesquisas sobre doenças ósseas e renais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra FGF23
Observações/Alias	ADHR; FGFN; HYPF; HFTC2; HPDR2; PHPTC; FGF23
Espécie	Humana
GeneID (humano)	8074
GeneID	8074
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-251 do FGF23 humano (NP_065689.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9GZV9
Peso da Proteína	28 kDa
Envio	Bolsa de gelo