

Anticorpo Policlonal Anti-Fgf3 Para Wb, Elisa - P11487

Número do item: CM0021070

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho FGF3 validado para WB e ELISA. Detecta FGF3 humano e reage cruzadamente com rato. Ideal para pesquisa em desenvolvimento embrionário e diferenciação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGF3 Coelho pAb
Observações/Apelido	INT2; HBGF-3; FGF3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2248
GeneID	2248
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P11487
Peso Proteico	27kDa
Envio	Bolsa de Gelo