

Anticorpo Policlonal Anti-Fgf6 Para Wb, Elisa - P10767

Número do item: CM0030563

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-FGF6 purificado por afinidade para WB, ELISA. Alvo: FGF6 humano (HST2/HBGF-6); reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de proliferação celular, diferenciação, angiogênese e miogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGF6 Rabbit pAb
Observações/Alias	HST2; HBGF-6; FGF6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2251
GeneID	2251
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do FGF6 humano (NP_066276.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10767
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo