

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fgf7/Kgf Para Wb, Elisa - P21781

Número do item: CM0009057

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra FGF7/KGF humano, validado para Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre fatores de crescimento e proliferação de células epiteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do produto	mAb de coelho contra FGF7/KGF
Observações/Alias	KGF; HBGF-7; fator de crescimento de fibroblastos 7; FGF7/KGF
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	2252
ID do gene	2252
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do FGF7 humano (NP_002000.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P21781
Peso da proteína	12kDa/23kDa
Envio	Bolsa de gelo