


Anticorpo Policlonal Anti-Fgf9 Para Wb E Elisa - P31371

Número do item: CM0028679



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a FGF9 (GAF, FGF-9, SYNS3, HBFG-9) para Western blot e ELISA. Validado em humano, rato, camundongo. Ideal para pesquisa em biologia do desenvolvimento, células gliais e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGF9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GAF; FGF-9; SYNS3; HBFG-9; HBGF-9; FGF9
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2254
GeneID	2254
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31371
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo