

Anticorpo Policlonal Anti-Fgfr1Op Para Wb, Elisa - 095684

Número do item: CM0023727



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-FGFR1OP de alta qualidade, validado para Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Tem como alvo a proteína centrossômica 43 para pesquisa do citoesqueleto e cílios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGFR1OP Rabbit pAb
Observações/Alias	FOP; FGFR1OP
Espécie	Humana
GeneID (humano)	11116
GeneID	11116
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 do FGFR1OP humano (NP_919410.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O95684
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo