

Anticorpo Monoclonal Anti-Fgfr2 (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - P21802

Número do item: CM0002436



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao FGFR2 humano (P21802), validado para Western blot (WB) e ELISA. Adequado para pesquisa em sinalização celular, desenvolvimento e biologia do câncer em amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho FGFR2 [Validado por KO]
Observações/Apelido	BEK; JWS; BBDS; CEK3; CFD1; ECT1; KGFR; TK14; TK25; BFR-1; CD332; K-SAM; R2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2263
GeneID	2263
Imunogênio	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do FGFR2 humano (P21802).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21802
Peso Proteico	92kDa
Envio	Em sacola de gelo