

Anticorpo Policlonado Anti-Fgfr2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P21802

Número do item: CM0013129



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra FGFR2 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de proliferação celular, diferenciação e vias de sinalização do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGFR2 Rabbit pAb
Observações/Alias	BEK; JWS; BBDS; CEK3; CFD1; ECT1; KGFR; TK14; TK25; BFR-1; CD332; K-SAM; FGFR2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2263
GeneID	2263
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21802
Peso da Proteína	92kDa
Envio	Bolsa de gelo