

Anticorpo Policlonal Anti-Fgfr3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22607

Número do item: CM0017553



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao FGFR3 humano, especificado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Uma ferramenta essencial para pesquisa em desenvolvimento esquelético e câncer relacionado ao FGFR3.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGFR3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX; FGFR3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2261
ID do Gene	2261
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 700-806 do FGFR3 humano (NP_000133.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22607
Peso Proteico	88kDa
Envio	Bolsa de gelo