

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fgfr3 Para Ihc-P E Elisa - P22607

Número do item: CM0003384



introdução

Anticorpo monoclonal (mAb) de coelho anti-FGFR3 validado para aplicações de IHC-P e ELISA. Reconhece especificamente o FGFR3 humano (P22607). Ideal para investigar o desenvolvimento esquelético, sinalização de câncer e vias de receptor tirosina quinase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGFR3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX; FGFR3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2261
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do FGFR3 humano (P22607)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P22607
Peso Proteico	88kDa
Envio	Saco de gelo