

Anticorpo Monoclonal Anti-Fgfr4 Para Wb, Elisa - P22455

Número do item: CM0004201



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra FGFR4 humano (P22455). Adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização celular, metabolismo lipídico e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGFR4 mAb de coelho
Observações/Apelido	TKF, JTK2, CD334, FGFR4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2264
GeneID	2264
Imunógeno	Peptídeo sintético (aa 700-802 de FGFR4 humano, P22455)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22455
Peso da Proteína	88 kDa
Envio	Bolsa de gelo