


Anticorpo Policlonal Anti-Fgfr4 Para Wb, Elisa - P22455

Número do item: CM0028835



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o FGFR4 humano para Western blotting e ELISA. Reconhece a proteína FGFR4 humana, de camundongo e de rato. Ideal para investigar a sinalização do FGFR4 na proliferação celular, metabolismo e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGFR4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TKF; JTK2; CD334; FGFR4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2264
ID do Gene	2264
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-150 do FGFR4 humano (NP_998812.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22455
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Saco de gelo