

Anticorpo Monoclonal Anti-Fgg Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02679

Número do item: CM0009763



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante que visa a cadeia gama do fibrinogênio humano (FGG). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA; detecta bandas de ~49/52 kDa. Ideal para pesquisas sobre trombose e hemostasia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGG Rabbit mAb
Observações/Apelido	FGG
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2266
ID do Gene	2266
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P02679
Peso da Proteína	49 kDa/52 kDa
Envio	Saco com gelo