

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fgg Para Wb E Elisa - P02679

Número do item: CM0026190



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FGG (Cadeia gama do fibrinogênio) humano, adequado para WB e ELISA. Reage com FGG de camundongo. Ideal para pesquisas de hemostasia e coagulação sanguínea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGG Rabbit pAb
Observações/Apelido	FGG
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2266
GeneID	2266
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-330 do FGG humano (NP_000500.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P02679
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco de gelo