

Anticorpo Policlonal Anti-Fggy Para Wb, Elisa - Q96C11

Número do item: CM0013991

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína humana contendo domínio de quinase de carboidrato FGGY. Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de fosforilação de D-ribulose e reparo metabólico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGGY Rabbit pAb
Observações/Alias	FGGY
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55277
GeneID	55277
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da FGGY humana (NP_060761.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96C11
Peso Proteico	60kDa
Transporte	Bolsa de gelo